

ПРОТОКОЛ
рассмотрения котировочных заявок № 2/19

г. Ханты-Мансийск

«25» января 2019 года

1. Заказчик:

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр профессиональной патологии»

Адрес место нахождения: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.73

Адрес электронной почты: dogovor@cpphmao.ru

2. Предмет запроса котировок: Поставка реактивов для проведения аллергодиагностики в клинико-диагностической лаборатории.

3. Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилось Комиссией в составе:

Председатель Комиссии – Заведующий центром лабораторной диагностики – О.В. Черничук

Члены Единой комиссии:

Заместитель главного врача по экономическим вопросам – М.Л. Серазетдинова

Главный бухгалтер – В.В. Анищенко

Начальник отдела юридических и договорных отношений – Н.В. Рупчева

Юрисконсульт отдела юридических и договорных отношений – О.Н. Бабаева

Секретарь – экономист отдела юридических и договорных отношений – О.Ю. Скрипник

На рассмотрении присутствовали все члены комиссии, что составляет 100% от общего количества членов Комиссии.

4. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие:

4.1. Наименование и характеристики поставляемых товаров, наименование выполняемых работ, наименование оказываемых услуг: Поставка реактивов для проведения аллергодиагностики в клинико-диагностической лаборатории.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку реактивов для проведения аллергодиагностики в клинико-диагностической лаборатории

Качественные: в соответствии с требованием к закупаемому товару.

Технические: соответствие закупаемого товара к приборам находящимся у заказчика на балансе.

Функциональные: полное соответствие требованиям к закупаемому товару.

Требования к безопасности: безопасен.

Требования к размерам, упаковке: в соответствии с указанными фасовками, остаточный срок годности не менее 70%.

Требования к разрешительной документации: наличие сертификатов, регистрационных удостоверений и т.д..

Место поставки: г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 73, АУ «Югорский центр профессиональной патологии».

Срок поставки: 60 календарных дней с момента заключения договора. Допускается досрочная поставка.

№	Каталожный номер	Наименование	Технические характеристики	Кол-во	Ед. изм
1	10381682	Набор реагентов для определения трийодтиронина свободного (Т3 своб.)/Free T3, набор на 600 тестов	Набор предназначен для количественного определения трийодтиронина свободного (Free T3) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Используемый тип пробы – сыворотка. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе – 600. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
2	10381677	Набор реагентов для определения тироксина свободного (Т4 своб.)/Free T4, набор на 600 тестов	Набор предназначен для количественного определения свободного тироксина (Free T4) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Используемый тип пробы – сыворотка, гепаринизированная плазма. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе – 600. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	4	шт.
3	10381652	Набор реагентов для определения тиреотропного гормона (ТТГ)/Rapid TSH, набор на 600 тестов	Набор предназначен для количественного определения тиреотропного гормона (Rapid TSH) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Используемый тип пробы – сыворотка. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе – 600. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	5	шт.
4	10381657	Набор реагентов для определения трийодтиронина общего (Т3 общего)/Total T3, набор на 600 тестов	Набор предназначен для количественного определения трийодтиронина общего (Total T3) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Используемый тип пробы – сыворотка. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе – 600. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
5	10381664	Набор реагентов для определения тироксина общего (Т4 общего)/Total T4, набор на 600 тестов	Набор предназначен для количественного определения общего тироксина (Total T4) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Используемый тип пробы – сыворотка. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе – 600. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	3	шт.
6	10381648	Набор реагентов для определения тиреоглобулина (ТГ)/Thyroglobulin, набор на 200 тестов	Набор предназначен для количественного определения тиреоглобулина (Thyroglobulin) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Используемый тип пробы – сыворотка, гепаринизированная плазма. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе – 200. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
7	10381191	Набор реагентов для определения общего тестостерона/Total Testosterone, набор на 600 тестов	Набор предназначен для количественного определения общего тестостерона (Total Testosterone) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Используемый тип пробы – сыворотка, гепаринизированная плазма. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе – 600. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
8	10381468	Набор реагентов для определения адренокортикотропного гормона (АКТГ)/ACTH, набор на 200 тестов	Набор предназначен для количественного определения адренокортикотропного гормона (ACTH) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Используемый тип пробы – ЭДТА плазма. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе – 200. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
9	10381480	Набор реагентов для определения кортизола/Cortisol, набор на 600 тестов	Набор предназначен для количественного определения кортизола (Cortisol) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Используемый тип пробы – сыворотка. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе – 600. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
10	10381441	Набор реагентов для определения паратиреоидного гормона интактного/Intact PTH, набор на 200 тестов	Набор предназначен для количественного определения паратиреоидного гормона интактного (Intact PTH) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Используемый тип пробы – сыворотка, ЭДТА плазма. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе – 200. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
11	10381451	Набор реагентов для определения соматотропного гормона (СТГ)/HGH, набор на 200 тестов	Набор предназначен для количественного определения соматотропного гормона (HGH) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Используемый тип пробы – сыворотка. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе – 200. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.

12	10380874	Набор реагентов для определения эозинофильного катионного протеина (ECP)/ЕСР, набор на 200 тестов	Набор предназначен для количественного определения эозинофильного катионного протеина (ECP) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Используемый тип пробы – сыворотка. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе – 200. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
13	10380872	Набор реагентов для определения общего иммуноглобулина E (IgE)/Total IgE, набор на 600 тестов	Набор предназначен для количественного определения общего иммуноглобулина типа E (Total IgE) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Используемый тип пробы – сыворотка. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе – 600. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	3	шт.
14	10380875	Универсальный набор для определения аллерген-специфического IgE/Universal Specific IgE, набор на 600 тестов	Набор предназначен для количественного определения аллерген-специфических антител класса IgE (Universal Specific IgE) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Используемый тип пробы – сыворотка. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе – 600. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	21	шт.
15	10385620	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену пеницилина G/Penicilloyl G, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену пеницилина G/Penicilloyl G на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
16	10385621	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену ампицилина/Ampicillin, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену ампицилина/Ampicillin на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
17	10385622	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену амоксицилина/Amoxicillin, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену амоксицилина/Amoxicillin на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
18	10385624	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену пеницилина V/Penicilloyl V, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену пеницилина V/Penicilloyl V на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
19	10385625	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену инсулина свиного/Insulin, Porcine, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену инсулина свиного/Insulin, Porcine на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
20	10385626	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену инсулина бычьего/Insulin, Bovine, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену инсулина бычьего/Insulin, Bovine на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.

21	10385627	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену инсулина чел./Insulin, Human, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену инсулина человеческого/Insulin, Human на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
22	10385642	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену кошки (эпителий)/Cat dander-epithelium (Felis domesticus), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену кошки (эпителий)/Cat dander-epithelium (Felis domesticus) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	10	шт.
23	10385648	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену собаки (эпителий)/Dog epithelium (Canis familiaris), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену собаки (эпителий)/Dog epithelium (Canis familiaris) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	10	шт.
24	10385653	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену собаки (перхоть)/Dog dander (Canis familiaris), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену собаки (перхоть)/Dog dander (Canis familiaris) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	6	шт.
25	10385655	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену гуся (перо)/Goose Feathers (Anser anser), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену гуся (перо)/Goose Feathers (Anser anser) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
26	10385662	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену волнистого попугая (перо)/Budgerigar feathers (Melopsittacus undulatus), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену волнистого попугая (перо)/Budgerigar feathers (Melopsittacus undulatus) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
27	10385663	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену голубинового помета/Pigeon droppings (Columbia palumpus), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену голубинового помета/Pigeon droppings (Columbia palumpus) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
28	10385667	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену кролика (эпителий)/Rabbit epithelium (Oryctolagus spp.), набор на 40 тестов	Набор, предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену кролика (эпителий)/Rabbit epithelium (Oryctolagus spp.) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.

29	10385669	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену хомяка/Hamster epithelium (<i>Cricetus cricetus</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену хомяка (эпителий)/Hamster epithelium (<i>Cricetus cricetus</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
30	10385670	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену курицы (перо)/Chicken feathers (<i>Gallus gallus</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену курицы (перо)/Chicken feathers (<i>Gallus gallus</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
31	10385672	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену крысы/Rat (<i>Rattus rattus</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену крысы/Rat (<i>Rattus rattus</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
32	10385673	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену мыши/Mouse (<i>Mus musculus</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену мыши/Mouse (<i>Mus musculus</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
33	10385675	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену попугая (перо)/Parrot feathers (<i>Psittacidae spp.</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену попугая (перо)/Parrot feathers (<i>Psittacidae spp.</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
34	10385940	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену домашней пыли/House Dust - Greer, набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену домашней пыли/House Dust - Greer на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	10	шт.
35	10385686	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену шоколада/Chocolate/Cacao, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену шоколада/Chocolate на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	15	шт.
36	10385689	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену гречневой муки/Buckwheat (<i>Fagopyrum esculentum</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену гречихи/Buckwheat (<i>Fagopyrum esculentum</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	4	шт.

37	10385690	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену гороха/Green Pea (Pisum sativum), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену гороха/Green Pea (Pisum sativum) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
38	10385692	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену арахиса/Peanut (Arachis hypogaea), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену арахиса/Peanut (Arachis hypogaea) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
39	10385693	Набор реагентов для определения аллергена морской камбалы/Flounder, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену камбалы морской/Flounder на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
40	10385695	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену соевых бобов/Soybean (Glycine max), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену соевых бобов/Soybean (Glycine max) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
41	10385699	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену фундука/Hazel nut, набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену фундука/Hazel nut на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
42	10385704	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену яичного белка/Egg White, набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену яичного белка/Egg White на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	10	шт.
43	10385708	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену форели/Trout (Oncorhynchus mykiss), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену форели/Trout (Oncorhynchus mykiss) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
44	10385712	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену лимона/Lemon (Citrus limon), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену лимона/Lemon (Citrus limon) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	3	шт.

45	10385713	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену грейпфрута/Grapefruit (Citrus paradisi), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену грейпфрута/Grapefruit (Citrus paradisi) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
46	10385714	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену миндаля/Almond (Prunus dulcis), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену миндаля/Almond (Prunus dulcis) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
47	10385715	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену ананаса/Pineapple (Ananas comosus), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену ананаса/Pineapple (Ananas comosus) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
48	10385716	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену шампиньонов/Mushroom (Agaricus hortensis), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену шампиньона/Mushroom (Agaricus hortensis) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
49	10385720	Набор реагентов для определения аллергена капусты кочанной/Cabbage, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену капусты кочанной/Cabbage на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
50	10385722	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену перца стручкового (красного)/Paprika (Capsicum annuum), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену перца стручкового (паприка)/Paprika (Capsicum annuum) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
51	10385726	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену кофе/Coffee (Coffea spp.), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену кофе/Coffee (Coffea spp.) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	4	шт.
52	10385729	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену мака (семя)/Poppy seed (Papaver somniferum), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену семени мака/Poppy seed (Papaver somniferum) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.

53	10385730	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену тыквы/Pumpkin (Cucurbita maxima), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену тыквы/Pumpkin (Cucurbita maxima) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
54	10385731	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену кипяченого молока/Boiled Milk, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену кипяченого молока/Boiled Milk на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
55	10385732	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену овальбумина/Ovalbumin, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену яичного альбумина/Ovalbumin на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
56	10385733	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену овомукоиду/Ovomucoid, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену овомукоиду/Ovomucoid на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
57	10385735	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену ванили/Vanilla (Vanilla planifolia), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену ванили/Vanilla (Vanilla planifolia) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
58	10385736	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену чечевицы/Lentil (Lens culinaris), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену чечевицы/Lentil (Lens culinaris) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
59	10385738	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену абрикоса/Apricot (Prunus armeniaca), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену абрикоса/Apricot (Prunus armeniaca) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
60	10385739	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену крабов/Crab (Cancer pagurus), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену краба/Crab (Cancer pagurus) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.

61	10385740	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену вишни/Cherry (<i>Prunus avium</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену вишни/Cherry (<i>Prunus avium</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
62	10385741	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену огурца/Cucumber (<i>Cucumis savita</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену огурца/Cucumber (<i>Cucumis savita</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
63	10385742	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену яйца/Egg, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену яйца/Egg на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	5	шт.
64	10385745	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену креветок/Shrimp (<i>Pandalus borealis</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену креветки/Shrimp (<i>Pandalus borealis</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
65	10385748	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену сливы/Plum (<i>Prunus domestica</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену сливы/Plum (<i>Prunus domestica</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
66	10385749	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену ореха грецкого/Walnut (<i>Juglans species</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену ореха грецкого/Walnut (<i>Juglans species</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
67	10385751	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену винограда/Grape (<i>Vitis vinifera</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену винограда/Grape (<i>Vitis vinifera</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	3	шт.
68	10385753	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену помидоров/Tomato (<i>Lycopersicon lycopersicum</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену помидора/Tomato (<i>Lycopersicon lycopersicum</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	5	шт.

69	10385757	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену перца зеленого/Green Pepper (<i>Pipernigrum</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену перца зеленого/Green Pepper (<i>Pipernigrum</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
70	10385761	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену свинины/Pork (<i>Sus scofa</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену свинины/Pork (<i>Sus scofa</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	7	шт.
71	10385762	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену имбиря/Ginger (<i>Zingiber officinale</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену имбиря/Ginger (<i>Zingiber officinale</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
72	10385768	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену лаврового листа/Bay Leaf (<i>Laurus nobilis</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену лаврового листа/Bay Leaf (<i>Laurus nobilis</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
73	10385769	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену перца чили/Chili Pepper (<i>Capsicum frutescens</i>), набор на 20 тестов	Набор, предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену перца чили/Chili Pepper (<i>Capsicum frutescens</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
74	10385770	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену говядины/Beef (<i>Bos spp.</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену говядины/Beef (<i>Bos spp.</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	8	шт.
75	10385771	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену перца черного/Black Pepper (<i>Piper nigrum</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену перца черного/Black Pepper (<i>Piper nigrum</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
76	10385772	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену карри (острой индийской приправы)/Curry, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену карри/Curry на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.

77	10385774	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену мяса индейки/Turkey Meat (Meleagris gallopavo), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену мяса индейки/Turkey Meat (Meleagris gallopavo) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	5	шт.
78	10385775	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену фасоли красной (обыкновенной)/Red Kidney Bean (Phaseolus vulgaris), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену фасоли красной обыкновенной/Red Kidney Bean (Phaseolus vulgaris) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
79	10385776	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену ягоды рода брусничных (черники, голубики, брусники)/Blueberry (Vaccinium sp), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену ягод рода брусничных (черника, голубика, брусника)/Blueberry (Vaccinium sp) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
80	10385777	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену финика /Date (Phoenix dactylifera), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену финика/Date (Phoenix dactylifera) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
81	10385784	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену коровьего молока/Milk, набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену молока/Milk на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	10	шт.
82	10385786	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену хурмы/Persimmon (Diospyros kaki), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену хурмы/Persimmon (Diospyros kaki) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
83	10385797	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену моркови/Carrot (Daucus carota), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену моркови/Carrot (Daucus carota) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	4	шт.
84	10385799	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену арбуза шерстистого съедобного/Watermelon (Citrullus), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену арбуза/Watermelon (Citrullus) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.

85	10385803	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену апельсина/Orange (<i>Citrus sinensis</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену апельсина/Orange (<i>Citrus sinensis</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	3	шт.
86	10385809	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену картофеля/Potato (<i>Solanum tuberosum</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену картофеля/Potato (<i>Solanum tuberosum</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	5	шт.
87	10385815	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену трески/Codfish (<i>Gadus morhua</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену трески/Codfish (<i>Gadus morhua</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
88	10385818	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену пивных дрожжей/Brewer's Yeast (<i>Saccharomyces cerevisiae siccum</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену пивных дрожжей/Brewer's Yeast (<i>Saccharomyces cerevisiae siccum</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
89	10385824	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену тунца/Tuna (<i>Thunnus albacares</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену тунца/Tuna (<i>Thunnus albacares</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
90	10385825	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену лосося/Salmon (<i>Salmo salar</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену лосося/Salmon (<i>Salmo salar</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
91	10385827	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену клубники/Strawberry (<i>Fragaria vesca</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену клубники/Strawberry (<i>Fragaria vesca</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	5	шт.
92	10385828	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену пекарных дрожжей/Baker's Yeast (<i>Saccharomices cerevisiae</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену пекарных дрожжей/Baker's Yeast (<i>Saccharomices cerevisiae</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.

93	10385829	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену чеснока/Garlic (<i>Allium sativum</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену чеснока/Garlic (<i>Allium sativum</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
94	10385830	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену лука/Onion (<i>Allium cepa</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену лука/Onion (<i>Allium cepa</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
95	10385832	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену яблока/Apple (<i>Malus sylvestris</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену яблока/Apple (<i>Malus sylvestris</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	6	шт.
96	10385834	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену пшеничной муки/Wheat (<i>Triticum aestivum</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену пшеницы/Wheat (<i>Triticum aestivum</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	5	шт.
97	10385841	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену ржаной муки/Rye (<i>Secale cereale</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену ржи/Rye (<i>Secale cereale</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
98	10385843	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену окуня морского/Perch (<i>Sebastes marinus</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену окуня/Perch (<i>Sebastes marinus</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
99	10385845	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену ячменной муки/Barley (<i>Hordeum vulgare</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену ячменя/Barley (<i>Hordeum vulgare</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
100	10385847	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену яичного желтка/Egg yolk, набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену яичного желтка/Egg yolk на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	4	шт.

101	10385849	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену альфа-лактоальбумина/Alpha lactalbumin, набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену альфа-лактоальбумина/Alpha lactalbumin на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
102	10385851	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену бета-лактоальбумина/Beta lactoglobulin (Beta lactalbumin), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену бета-лактоглобулина/Beta lactoglobulin на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
103	10385853	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену казеина/Casein (Caseine), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену казеина/Casein (Caseine) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
104	10385855	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену клейковины/Gluten, набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену глютена/Gluten на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
105	10385856	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену овсяной муки/Oat (Avena sativa), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену овса/Oat (Avena sativa) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
106	10385860	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену мяса цыпленка/Chicken meat (Gallus spp.), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену курицы/Chicken meat (Gallus spp.) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	20	шт.
107	10385861	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену киви/Kiwi fruit (Actinidia chinensis), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену киви/Kiwi fruit (Actinidia chinensis) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
108	10385864	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену дыни/Melon (Cucumis melo spp.), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену дыни/Melon (Cucumis melo spp.) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.

109	10385865	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену баранины/Lamb (<i>Ovis aries</i> .), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену баранины/Lamb (<i>Ovis aries</i> .) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
110	10385866	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену горчицы/Mustard (<i>Sinapis spp.</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену горчицы/Mustard (<i>Sinapis spp.</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
111	10385868	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену кукурузной муки/Corn (<i>Zea mays</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену кукурузы/Corn (<i>Zea mays</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
112	10385869	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену солода/Malt, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену солода/Malt на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
113	10385871	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену бананов/Banana (<i>Musa spp.</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену банана/Banana (<i>Musa spp.</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	7	шт.
114	10385872	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену какао/Cacao (<i>Theobroma cacao</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену какао/Cacao (<i>Theobroma cacao</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	5	шт.
115	10385873	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену груши/Pear (<i>Pyrus communis</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену груши/Pear (<i>Pyrus communis</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	4	шт.
116	10385874	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену персика/Peach (<i>Prunus persica</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену персика/Peach (<i>Prunus persica</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.

117	10385877	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену риса/Rice (<i>Oryza sativa</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену риса/Rice (<i>Oryza sativa</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
118	10385905	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену костера полевого/Brome Grass (<i>Bromus inermis</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену костера полевого/Brome Grass (<i>Bromus inermis</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
119	10385907	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену ржи культивированной/Cultivated Rye Grass (<i>Secale cereale</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену ржи/Cultivated Rye Grass (<i>Secale cereale</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
120	10385909	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену овса культивированного/Cultivated Oat Grass (<i>Avena sativa</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену овса культивированного/Cultivated Oat Grass (<i>Avena sativa</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
121	10385910	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену пшеницы культивированной/Cultivated Wheat Grass (<i>Triticum aestivum</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену пшеницы культивированной/Cultivated Wheat Grass (<i>Triticum aestivum</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
122	10385922	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену ржи многолетней/Rye Grass (<i>Lolium perenne</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальному аллергену плевела многолетнего/Rye Grass (<i>Lolium perenne</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы – сыворотка. Количество тестов в наборе – 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
123	10385950	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену пчелиного яда/Honey Bee Venom (<i>Apis mellifera</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам пчелиного яда/Honey Bee Venom (<i>Apis mellifera</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
124	10385952	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену слепня/Horsefly (<i>Tabanus spp.</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам слепня/Horsefly (<i>Tabanus spp.</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 20. Совместимость с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.

125	10385956	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену яда осинового/Yellow Jacket Venom (<i>Vespula</i> spp.), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам яда осинового/Yellow Jacket Venom (<i>Vespula</i> spp.) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
126	10385960	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену рыжего муравья/Imported Fire Ant (<i>Solenopsis</i> spp.), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам рыжего муравья/Imported Fire Ant (<i>Solenopsis</i> spp.) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
127	10385961	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену комара/Mosquito (<i>Aedes communis</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам комара/Mosquito (<i>Aedes communis</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	3	шт.
128	10385630	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену <i>Derma. pteronyssinus/Dermatophagoides pteronyssinus</i> , набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам <i>Dermatophagoides pteronyssinus</i> на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
129	10385633	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену <i>Dermatophagoides farinae/Dermatophagoides farinae</i> , набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам <i>Dermatophagoides farinae</i> на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
130	10385634	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену Предназначен для определения чувствительности к аллергену п/ <i>Dermatophagoides microceras</i> , набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам <i>Dermatophagoides microceras</i> на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
131	10386023	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену <i>Aspergillus niger/Aspergillus niger</i> , набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам <i>Aspergillus niger</i> на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам <i>Aspergillus niger</i> . В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена <i>Aspergillus niger</i> , съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.

132	10386030	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену <i>Penicillium brevicompactum</i> / <i>Penicillium brevicompactum</i> , набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам <i>Penicillium brevicompactum</i> на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам <i>Penicillium brevicompactum</i> . В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена <i>Penicillium brevicompactum</i> , съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
133	10386033	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену <i>Aspergillus flavus</i> / <i>Aspergillus flavus</i> , набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам <i>Aspergillus flavus</i> на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам <i>Aspergillus flavus</i> . В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена <i>Aspergillus flavus</i> , съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
134	10386036	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену <i>Aspergillus fumigatus</i> / <i>Aspergillus fumigatus</i> , набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам <i>Aspergillus fumigatus</i> на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам <i>Aspergillus fumigatus</i> . В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена <i>Aspergillus fumigatus</i> , съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
135	10386040	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену <i>Candida albicans</i> / <i>Candida albicans</i> , набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам <i>Candida albicans</i> на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам <i>Candida albicans</i> . В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена <i>Candida albicans</i> , съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.

136	10386042	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену <i>Alternaria tenuis</i> /Alternaria tenuis, набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам <i>Alternaria tenuis</i> на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам <i>Alternaria tenuis</i> . В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена <i>Alternaria tenuis</i> , съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
137	10385980	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену шерсти/Wool, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам шерсти/Wool на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе 20. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
138	10385982	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену ангидрида тетрахлорфталевой кислоты/Tetrachlorophthalic Anhydride, TPCA, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам тетрахлорфталевой кислоты/Tetrachlorophthalic Anhydride, TPCA на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе 20. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
139	10385993	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену формальдегида/Formaldehyde, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам формальдегида/Formaldehyde на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
140	10385996	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену латекса/Latex (<i>Hevea braziliensis</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам латекса / Latex (<i>Hevea braziliensis</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
141	10385998	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену подсолнечного масла/Sunflower seed (<i>Helianthus annuus</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам подсолнечного масла/Sunflower seed (<i>Helianthus annuus</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
142	10386059	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену тополя/Cottonwood (<i>Populus deltoides</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Cottonwood (<i>Populus deltoides</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам тополя. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Cottonwood (<i>Populus deltoides</i>), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.

143	10386060	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену ясеня белого/White Ash (<i>Fraxinus americana</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам White Ash (<i>Fraxinus americana</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам ясеня белого. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена White Ash (<i>Fraxinus americana</i>), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
144	10386065	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену акации/ <i>Acacia</i> (<i>Acacia руссnantha</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам <i>Acacia руссnantha</i> на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам акации. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена <i>Acacia руссnantha</i>), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
145	10386087	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену березы/Birch (<i>Betula nigra</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Birch (<i>Betula nigra</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам березы. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Birch (<i>Betula nigra</i>), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	4	шт.
146	10386100	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену горного кедра/Mountain cedar (<i>Juniperus sabinoides</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Mountain cedar (<i>Juniperus sabinoides</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам горного кедра. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Mountain cedar (<i>Juniperus sabinoides</i>), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.

147	10386136	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену лебеды/Scale/Quailbush/Lenscale (Atriplex lentiformis), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Scale/Quailbush/Lenscale (Atriplex lentiformis) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам лебеды. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Scale/Quailbush/Lenscale (Atriplex lentiformis), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
148	10386138	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену астры/Firebush (Kochia scoparia), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Firebush (Kochia scoparia) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам астры. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Firebush (Kochia scoparia), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
149	10386145	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену амброзии смешанной/Ragweed Mix (Common, Western, Giant) (Ambrosia artemisiifolia Heterocera spp.), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам /Ragweed Mix (Common, Western, Giant) (Ambrosia artemisiifolia Heterocera spp.) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам амброзии смешанной. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена /Ragweed Mix (Common, Western, Giant) (Ambrosia artemisiifolia Heterocera spp.), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
150	10386146	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену крапивы/Nettle (Urtica spp), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Nettle (Urtica spp) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам крапивы. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Nettle (Urtica spp), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	2	шт.

151	10386158	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену полыни горькой/Wormwood (<i>Artemisia absinthium</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Wormwood (<i>Artemisia absinthium</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам полыни горькой. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Wormwood (<i>Artemisia absinthium</i>), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
152	10386162	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену полыни обыкновенной/Mugwort (<i>Artemisia vulgaris</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Mugwort (<i>Artemisia vulgaris</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам полыни обыкновенной. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Mugwort (<i>Artemisia vulgaris</i>), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
153	10386163	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену лебеды седоватой/Wingscale (<i>Atriplex canescens</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Wingscale (<i>Atriplex canescens</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам лебеды седоватой. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Wingscale (<i>Atriplex canescens</i>), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
154	10386166	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену одуванчика лекарственного/Dandelion (<i>Taraxacum officinale</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Dandelion (<i>Taraxacum officinale</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам одуванчика лекарственного. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Dandelion (<i>Taraxacum officinale</i>), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	2	шт.

155	10386168	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену подорожника/English Plantain (<i>Plantago lanceolata</i>), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам English Plantain (<i>Plantago lanceolata</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам подорожника. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена English Plantain (<i>Plantago lanceolata</i>), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
156	10386053	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену аскарид/Ascaris (<i>Ascaris spp.</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Ascaris (<i>Ascaris spp.</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам аскарид. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Ascaris (<i>Ascaris spp.</i>), съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
157	10386054	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену Anisakis Larvae/Anisakis larvae, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Anisakis larvae на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам анисакис. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Anisakis larvae, съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
158	10386049	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену хлопка/Cotton, набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Cotton на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам хлопка. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Cotton, съемный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.

159	10386050	Набор реагентов для определения аллергена табака настоящего/Tobacco (<i>Nicotiana tabacum</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Tobacco (<i>Nicotiana tabacum</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам табака настоящего. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Tobacco (<i>Nicotiana tabacum</i>), съёмный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	3	шт.
160	10386051	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену энтеротоксина A/Enterotoxin A (<i>Staphylococcus aureus</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Enterotoxin A (<i>Staphylococcus aureus</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам энтеротоксина A. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Enterotoxin A (<i>Staphylococcus aureus</i>), съёмный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
161	10386052	Набор реагентов для определения чувствительности к аллергену энтеротоксина B/Enterotoxin B (<i>Staphylococcus aureus</i>), набор на 20 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к индивидуальным аллергенам Enterotoxin B (<i>Staphylococcus aureus</i>) на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тест используется для "in vitro" определения чувствительности к индивидуальным аллергенам энтеротоксина B. В основе теста - прямой твердофазный иммунохемилюминесцентный анализ. Тип пробы - сыворотка. В состав набора включены: одна пластиковая штрихкодированная пробирка с экстрактом аллергена Enterotoxin B (<i>Staphylococcus aureus</i>), съёмный маркер со штрихкодом, содержащим информацию о тесте. Количество тестов в наборе - 20. Совместим с анализаторами серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора - 90 суток.	1	шт.
162	10385640	Набор реагентов для определения панели клещевых аллергенов DP1: D1/клещ-дерматофар перинный, D2/клещ-дерматофар мучной, D3/dermatophagoides microceras, D71/lepidoglyphus destructor, D72/tyrophagus putrescentiae, D73, набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели аллергенов клещей DP1: D1/dermatophagoides pteronyssinus, D2/dermatophagoides farinae, D3/dermatophagoides microceras, D71/lepidoglyphus destructor, D72/tyrophagus putrescentiae, D73/glycyphagus domesticus, D74/euroglyphus maynei, D201/blomia tropicallis на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	10	шт.
163	10385677	Набор реагентов для определения панели аллергенов EP1: E1/эпителий кошки, E3/перхоть лошади, E4/перхоть коровы, E5/перхоть собаки/Animal Panel 1 (e1, e3, e4, e5), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели аллергенов EP1: E1/эпителий кошки, E3/перхоть лошади, E4/перхоть коровы, E5/перхоть собаки на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.

164	10385679	Набор реагентов для определения панели аллергенов EP70: E6/эпителий морской свинки, E82/эпителий кролика, E84/хомяк, E87/крыса, E88/мышь/Animal Panel 70 (e6, e82, e84, e87, e88), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели аллергенов EP70: E6/эпителий морской свинки, E82/эпителий кролика, E84/хомяк, E87/крыса, E88/мышь на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
165	10385681	Набор реагентов для определения панели аллергенов EP71: E70/перо гуся, E85/перо курицы, E86/перо утки, E89/перо индюка/Animal Panel 71 (e70, e85, e86, e89), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели аллергенов EP71: E70/перо гуся, E85/перо курицы, E86/перо утки, E89/перо индюка на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	5	шт.
166	10385683	Набор реагентов для определения панели аллергенов EP72: E78/перо волнистого попугая, E91/перо попугая, E201/перо канарейки/Animal Panel 72 (e78, e91, e201), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели аллергенов EP72: E78/перо волнистого попугая, E91/перо попугая, E201/перо канарейки на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
167	10385878	Набор реагентов для определения панели аллергенов FP13: F12/горох, F15/белая фасоль, F31/морковь, F35/картофель/Food Panel 13 (f12, f15, f31, f35), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели пищевых аллергенов FP13: F12/горох, F15/белая фасоль, F31/морковь, F35/картофель на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	1	шт.
168	10385880	Набор реагентов для определения панели аллергенов FP15: F33/апельсин, F49/яблоко, F92/бананы, F95/персик/Food Panel 15 (f33, f49, f92, f95), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели пищевых аллергенов FP15: F33/апельсин, F49/яблоко, F92/бананы, F95/персик на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
169	10385882	Набор реагентов для определения панели аллергенов FP1: F13/арахис, F17/фундук, F18/бразильский орех, F20/миндаль, F36/кокос/Food Panel 1 (f13, f17, f18, f20, f36), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели пищевых аллергенов FP1: F13/арахис, F17/фундук, F18/бразильский орех, F20/миндаль, F36/кокос на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	3	шт.
170	10385889	Набор реагентов для определения панели аллергенов FP2: F3/треска, F24/креветки, F37/мидии, F40/тунец, F41/лосось/Food Panel 2 (f3, f24, f37, f40, f41), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели пищевых аллергенов FP2: F3/треска, F24/креветки, F37/мидии, F40/тунец, F41/лосось на анализаторах серии IMMULITE 2000. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	3	шт.
171	10385891	Набор реагентов для определения панели аллергенов FP3: F4/пшеничная мука, F7/овсяная мука, F8/кукурузная мука, F10/кунжут, F11/гречневая мука/Food Panel 3 (f4, f7, f8, f10, f11), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели пищевых аллергенов FP3: F4/пшеничная мука, F7/овсяная мука, F8/кукурузная мука, F10/кунжут, F11/гречневая мука на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
172	10385895	Набор реагентов для определения панели аллергенов FP51: F25/помидоры, F31/морковь, F35/картофель, F47/чеснок, F89/горчица/Food Panel 51 (f25, f31, f35, f47, f89), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели пищевых аллергенов FP50: F25/помидоры, F31/морковь, F35/картофель, F47/чеснок, F89/горчица на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.

173	10385901	Набор реагентов для определения панели аллергенов FP73: F26/свинина, F27говядина, F83/куриное мясо, F88/баранина/Food Panel 73 (f26, f27, f83, f88), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели пищевых аллергенов FP73: F26/свинина, F27говядина, F83/куриное мясо, F88/баранина на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	3	шт.
174	10385903	Набор реагентов для определения панели аллергенов FP7: F1/яичный белок, F2/коровье молоко, F4/пшеничная мука, F9/рис, F13/арахис, F14/соевые бобы/Food Panel 7 (f1, f2, f4, f9, f13, f14), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели пищевых аллергенов FP7: F1/яичный белок, F2/коровье молоко, F4/пшеничная мука, F9/рис, F13/арахис, F14/соевые бобы на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
175	10385932	Набор реагентов для определения панели аллергенов травы GP1: G3/ежа сборная, G4/овсяница луговая, G5/рожь многолетняя, G6/тимофеевка, G8/мятлик луговой/Grass Panel 1 (g3, g4, g5, g6, g8), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели аллергенов травы GP1: G3/ежа сборная, G4/овсяница луговая, G5/рожь многолетняя, G6/тимофеевка, G8/мятлик луговой на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
176	10385934	Набор реагентов для определения панели аллергенов травы GP2: G2/собачья трава, G5/рожь многолетняя, G6/тимофеевка, G8/мятлик луговой, G10/сорго, G17/bahia grass/Grass Panel 2 (g2, g5, g6, g8, g10, g17), набор на 40 т	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели аллергенов травы GP2: G2/собачья трава, G5/рожь многолетняя, G6/тимофеевка, G8/мятлик луговой, G10/сорго, G17/bahia grass на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	2	шт.
177	10385936	Набор реагентов для определения панели аллергенов травы GP3: G1/колосок душистый, G5/рожь многолетняя, G6/тимофеевка, G12/рожь культивированная, G13/бухарник шерстистый/Grass Panel 3 (g1, g5, g6, g12, g13), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели аллергенов травы GP3: G1/колосок душистый, G5/рожь многолетняя, G6/тимофеевка, G12/рожь культивированная, G13/бухарник шерстистый на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	4	шт.
178	10385948	Набор реагентов для определения панели аллергенов HP1: H1/дом. пыль (greer), D1/dermatophagoides pteronyssinus, D2/dermatophagoides farinae, I6/таракан-пруссак/Dust Panel 1 (h1, d1, d2, i6), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели аллергенов HP1: H1/домашняя пыль (greer), D1/dermatophagoides pteronyssinus, D2/dermatophagoides farinae, I6/таракан-пруссак на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	10	шт.
179	10385968	Набор реагентов для определения ингаляционной панели аллергенов IP1: G3/ежа сборная, G6 /тимофеевка, T17/японский кедр, W1/амброзия обыкн., W6/полынь обыкн./Inhalant Panel 1 (g3, g6, t17, w1, w6), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели ингаляционных аллергенов IP1: G3/ежа сборная, G6 /тимофеевка, T17/японский кедр, W1/амброзия обыкновенная, W6/полынь обыкновенная на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	3	шт.
180	10385970	Набор реагентов для определения ингаляционной панели аллергенов IP3: D1/derma pteronyssinus, E1/эпителий кошки, E2/эпителий собаки, M3/aspergillus fumigatus/Inhalant Panel 3 (d1, e1, e2, m3), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели ингаляционных аллергенов IP3: D1/derma pteronyssinus, E1/эпителий кошки, E2/эпителий собаки, M3/aspergillus fumigatus на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе, не менее 40. Требуется совместимость с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора не менее 90 суток.	2	шт.

181	10386048	Набор реагентов для определения панели аллергенов микроскопических грибов MP1: M1/penicillium notatum, M2/cladosporium herbarum, M3/aspergillus fumigatus, M5/candida albicans, M6/alternaria tenuis/Mold Panel 1, набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели аллергенов микроскопических грибов MP1: M1/penicillium notatum, M2/cladosporium herbarum, M3/aspergillus fumigatus, M5/candida albicans, M6/alternaria tenuis на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	10	шт.
182	10386130	Набор реагентов для определения панели аллергенов деревьев TP9: T2/ольха, T3/береза, T4/лещина обыкновен., T7/дуб, T12/ива/Tree Panel 9 (t2, t3, t4, t7, t12), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели аллергенов деревьев TP9: T2/ольха, T3/береза, T4/лещина обыкновенная, T7/дуб, T12/ива на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.*	2	шт.
183	10386170	Набор реагентов для определения панели аллергенов сорных растений и цветов WP1: W1/амброзия обыкновен., W6/полынь обыкновен., W9/подорожник, W10/мари белая, W11/зольник/солянка/Weed Panel 1 (w1, w6, w9, w10, w11), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели аллергенов растений и цветов WP1: W1/амброзия обыкновенная, W6/полынь обыкновенная, W9/подорожник, W10/мари белая, W11/зольник/солянка на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	3	шт.
184	10386172	Набор реагентов для определения панели аллергенов сорных растений и цветов WP2: W2/амброзия западная, W6/полынь обыкновен., W9/подорожник, w10/марь белая, W15/лебеда/Weed Panel 2 (w2, w6, w9, w10, w15), набор на 40 тестов	Набор предназначен для качественного определения специфических иммуноглобулинов к панели аллергенов сорных растений и цветов на анализаторах серии IMMULITE 2000. Тип пробы - сыворотка. Количество тестов в наборе - 40. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Стабильность вскрытого набора при хранении на борту анализатора 90 суток.	3	шт.
185	10385349	Контрольный материал для тестов по определению общего иммуноглобулина. E/Total IgE Control Module, 2x2 ml	Набор для проведения внутрилабораторного контроля качества на иммунохемилюминесцентных анализаторах серии Immulite. Состав набора: жидкий материал, содержащий различные концентрации общего иммуноглобулина E (Общий иммуноглобулин E и Total IgE Control Module) в сывороточном матрикс человеческого происхождения с консервантом. Фасовка: 2 флакона по 2 мл. Стабильность вскрытого, готового к работе материала: при температуре в диапазоне +2...+8°C - 30 суток, при температуре -20°C - 60 суток. В набор включены карты штрих-кодов, содержащие информацию о контрольном материале. Значения аналитов аттестованы к аналитическим системам серии Immulite.	6	шт.
186	10387057	Разбавитель 1/Multi-Diluent 1, 1x25ml	Набор предназначен для разведения образцов биоматериала, концентрация аналита в которых, превысила рабочий диапазон тестов: Cortisol, DHEA-SO4, PAP, Progesterone, Testosterone, Total T3, Total T4 и Troponin I. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Количество в наборе 1 флакон x 25 мл. Стабильность вскрытого набора 30 дней при температуре +2...+8°C, при температуре -20°C - 6 месяцев в аликвотах.	4	шт.
187	10283031	Разбавитель 2/Multi-Diluent 2, 1x25ml	Набор предназначен для разведения проб пациентов, концентрация аналита, в которых превысила рабочий диапазон тестов: AFP, Albumin, Beta 2 Microglobulin, BR-MA, Calcitonin, CEA, CK-MB, EPO, Ferritin, Gastrin, GI-MA, Growth Hormone, Total IgE, IL2R, IL6, Myoglobin, Nicotine Metabolite, PAPP-A, PSA, Free PSA, TSI. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Количество в наборе 1 флакон x 25 мл. Стабильность вскрытого набора 30 дней при температуре +2...+8°C, 6 месяцев при температуре -20°C при хранении в аликвотах.	4	шт.

188	10387060	Разбавитель образцов для теста по определению паратиреоидного гормона/Intact PTH Sample Diluent, 1x25 ml	Набор предназначен для разведения проб пациентов, концентрация аналита, в которых превысила рабочий диапазон теста Intact PTH. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Количество в наборе 1 флакон x 25 мл. Стабильность вскрытого набора 30 дней при температуре +2...+8°C, при температуре -20°C - 6 месяцев в аликвотах.	2	шт.
189	10387073	Разбавитель образцов для теста по определению тиреоглобулина/Thyroglobulin Sample Diluent, 1x25 ml	Набор предназначен для разведения проб пациентов, концентрация аналита, в которых превысила рабочий диапазон теста Thyroglobulin. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Количество в наборе 1 флакон x 25 мл. Стабильность вскрытого набора 30 дней при температуре +2...+8°C, при температуре -20°C - 6 месяцев в аликвотах.	2	шт.
190	10282837	Крышки для пробирок с аллергенами/Allergen tube caps, 1000 шт.	Предназначены для работы на аналитических системах серии Immulite 2000 и Immulite 2000XPi. Используются для хранения пробирок с аллергенами после вскрытия. Материал пластик. Фасовка 1000 штук. Совместимы с анализатором серии Immulite2000 и Immulite2000XPi.	1	шт.
191	10282849	Мембранные крышки для пробирок с аллергенами/Allergen tube membrane caps, 250 шт.	Мембранные крышки предназначены для работы с пробирками аллергенов на анализаторах серии Immulite 2000. Совместимость с оборудованием Immulite 2000. Фасовка 250 шт.	2	шт.
192	10385229	Очищающий раствор/Probe cleaning kit, 100 мл.	Очищающий раствор Probe cleaning kit предназначен для очистки систем серии IMMULITE 2000. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Набор содержит 1 флакон x 100 мл, 1 пустой открытый пластиковый клин. Стабильность реагента при температуре хранения +15...+28 °C в течение срока годности, указанного на упаковке.	8	шт.
193	10385231	Промывающий раствор/Probe wash module, 2x200 мл.1500 определений	Промывающий раствор Probe wash module предназначен для промывки анализаторов серии IMMULITE 2000. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Набор содержит 2 флакона x 200 мл. Стабильность на борту 30 дней при температуре +15...+28 °C.	21	шт.
194	10385232	Хемилюминесцентный субстрат/Chemiluminescent substrate module, 2x205 мл .2000 определений	Реагент предназначен для проведения люминогенной реакции на анализаторах серии IMMULITE 2000. Совместим с оборудованием - анализатор серии IMMULITE 2000. Набор содержит 2 флакона x 205 мл. Стабильность вскрытого реагента при хранении на борту анализатора 30 дней при температуре +15...+28 °C.	17	шт.
195	10385211	Крышки к пробиркам для разбавителей/Dulient tube caps, 250 шт.	Предназначены для работы на аналитических системах серии IMMULITE 2000. Используются для герметичного закрывания флаконов разбавителей при хранении вне анализатора. Материал пластик. Фасовка 250 штук. Совместимы с анализатором серии IMMULITE 2000. Срок годности до даты, указанной на упаковке.	1	шт.
196	10385207	Пробирки для микрообъемов/Microsample tubes, 1000 шт.	Предназначены для работы на аналитических системах серии Immulite 2000 и Immulite 2000XPi. Используются для постановки на борт анализатора контрольных сывороток, калибровочных образцов, проб пациентов малого объема. Материал пластик. Фасовка 1000 штук. Совместимы с анализатором серии Immulite2000 и Immulite2000XPi. Дата срока годности указана на упаковке.	1	шт.
197	10385205	Крышки к пробиркам для микрообъемов/Microsample tube caps, 1000 шт.	Предназначены для работы на аналитических системах серии Immulite 2000 и Immulite 2000XPi. Используются для хранения контрольных сывороток, калибровочных образцов и проб пациентов малого объема. Материал пластик. Фасовка 1000 штук. Совместимы с анализаторами серии Immulite2000 и Immulite2000XPi.	1	шт.

4.2. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика: В соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании.

4.3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:

- ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Розина, д.73.

4.4. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 60 календарных дней с момента заключения договора. Допускается досрочная поставка.

4.5. Сведения о включенных (не включенных) в цену товара, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: в цену договора включены все расходы Поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе расходы, связанные с поставкой товара до места нахождения Заказчика, расходы, связанные с погрузочно-разгрузочными работами, а также все расходы Поставщика, связанные со страхованием товара, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов, обслуживанием в пределах гарантийного срока, а так же стоимость других обязательных платежей.

5. Начальная (максимальная) цена договора: 4 044 967 (Четыре миллиона сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят семь) рублей 86 копеек.

5.1.Источник финансирования закупки: средства от приносящей доход деятельности.

5.2. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Расчет осуществляется в рублях Российской Федерации в следующем порядке: по факту поставки в течение 30 календарных дней с момента подписания товарной накладной (универсальный передаточный документ) и акта-приема передачи. Авансирование не предусмотрено.





6. Комиссия, руководствуясь Положением о закупках товаров, работ, услуг в Автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр профессиональной патологии» в период с 10 часов 00 минут «25» января 2019 года по 10 часов 34 минут «25» января 2019 года, рассмотрела поступившие котировочные заявки следующих участников процедуры закупки:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника размещения заказа	Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)	Паспортны е данные (для физическог о лица)	Время поступления котировочно й заявки
1	ООО «ОМБ»	125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д.16, корпус 3	-	23.01.2019 10 ч. 03 мин.

7. Комиссия рассмотрела котировочную заявку на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и приняла следующее решение:





7.1. Отклонить котировочные заявки следующих участников размещения закупки:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа	Обоснование принятого решения
1.	-	-

Подписи и решение членов комиссии:	«За»	«Против»
Председатель комиссии:		
1. О.В. Черничук	V 	
Члены комиссии:		
2. М.Л. Серазетдинова	V 	
3. В.В. Анищенко	V 	
4. Н.В. Рупчева	V 	
5. О.Н. Бабаева	V 	
6. О.Ю. Скрипник	V 	

7.2. Признать соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 2/19 от 17.01.2019 года, котировочные заявки следующих участников:




№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа
1	ООО «ОМБ»

Подписи и решение членов комиссии:	«За»	«Против»
Председатель комиссии:		
1. О.В. Черничук	V 	
Члены комиссии:		
2. М.Л. Серазетдинова	V 	
3. В.В. Анищенко	V 	
4. Н.В. Рупчева	V 	
5. О.Н. Бабаева	V 	
6. О.Ю. Скрипник	V 	

7.3. Предложение о наиболее низкой цене предлагаемых услуг, которое является единственным поступившим предложением, составило: 3 898 650 (Три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 80 копеек, в том числе НДС;

7.4. Комиссия оценила поступившую котировочную заявку и приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок ООО «ОМБ», адрес: 125047, г. Москва, ул.

4-я Тверская-Ямская, д.16, корпус 3, так как п.п. 18.3.39. Положения «О закупках товаров, работ, услуг в Автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр профессиональной патологии» предусмотрено: «При признании процедуры закупки несостоявшейся при условии, что подана только одна заявка и она признана соответствующей требованиям, изложенным в документации проводимой процедуры, либо если не подано ни одной заявки, либо всем заявкам отказано в допуске на участие в процедуре закупки. При этом, заключение прямого договора возможно по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора...».




Подписи и решение членов комиссии:	«За»	«Против»
Председатель комиссии:		
1. О.В. Черничук	V 	
Члены комиссии:		
2. М.Л. Серазетдинова	V 	
3. В.В. Анищенко	V 	
4. Н.В. Рупчева	V 	
5. О.Н. Бабаева	V 	
6. О.Ю. Скрипник	V 	

8. Подписи:

ЗАКАЗЧИК

Н.В. Таплианов

Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии:

Подписи и решение членов комиссии:	«За»	«Против»
Председатель комиссии:		
1. О.В. Черничук	V 	
Члены комиссии:		
2. М.Л. Серазетдинова	V 	
3. В.В. Анищенко	V 	
4. Н.В. Рупчева	V 	
5. О.Н. Бабаева	V 	
6. О.Ю. Скрипник	V 	