



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
«ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ»

628011 Тюменская обл., ХМАО – Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 73
тел/факс.: 8(3467)362-555
e-mail: info@cpphmao.ru, <http://cpphmao.ru>

ОКТМО 71871000, ОКПО 98768388, ИНН 8601030734,
КПП 860101001, БИК 007162163, ОГРН 1078601000048
Казначейский счет 03224643718000008700
Единый казначейский счет 40102810245370000007

исх № 7913

«08» октября 2025 г.

О запросе ценовой информации

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр профессиональной патологии» проводит запрос ценовых предложений для проведения конкурентной торговой процедуры на предмет: «Поставка расходного медицинского материала». Техническое задание прилагается (Приложение № 1).

Ценовые предложения прошу направлять на адрес эл.почты: ro@cpphmao.ru.

Ценовые предложения принимаются в срок до 10:00 22.10.2025 г.

Приложение:

1. Техническое задание на поставку расходного медицинского материала.

Главный врач

Н.В. Ташланов

Исполнитель:
Шишелякина О.М.
Тел. 8(3467)362-555 доб. 546

Общие требования:

Качественные: в соответствии с требованием к закупаемому товару.

Технические: соответствие закупаемого товара к приборам находящимся у заказчика на балансе.

Функциональные: полное соответствие требованиям к закупаемому товару.

Товар доставляется в невозвратной таре и упаковке, обеспечивающей сохранность товара при его перевозке и при необходимости последующем хранении. С соблюдением температурного режима.

Требования к размерам, упаковке: в соответствии с указанными фасовками, остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев

Требования к разрешительной документации: наличие сертификатов качества, регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия и т.д.

Поставка осуществляется за счет Поставщика, силами Поставщика.

Место поставки: г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт 4, г. Сургут проспект Набережный д. 41, ул. Геологическая д. 18
г. Нижневартовск ул. Чапаева д. 91А АУ «Югорский центр профессиональной патологии».

Срок поставки: согласно графика, с возможностью доставки по заявке в течении 7 календарных дней

№ п/п	Предмет договора (наименование потребности)	техническое задание	Ед.измерения	Всего кол-во
2		4		
1	Бахилы	Бахилы прочные, толщина не менее 30мкр, двойная резинка, пропаянная по всей длине. Вес не менее 3,5 г Высота бахилы не менее 15см Ширина бахилы не менее 42 см Боковой шов бахил не менее 3мм Коробка (картонная) 2000 пар	пар	130000,00
2	Берет "Шарлотта"	Медицинская шапочка обладает пылезащитными свойствами, хорошей воздухопроницаемостью, шапочка антистатична, резинка надежно облегает голову что позволяет защищать волосы. Берет на резинке, с двумя защипами для создания удобной формы. Плотно сложен в гармошку и упакован в виде полоски длиной не более 20 см, что значительно облегчает транспортировку и хранение. Плотность не менее 17 гр/кв.м. Цвет Голубой, Белый Материал нетканый четырехслойный. Стерильность Нестерильно	шт	10800,00
3	Вакуумный контейнер	Контейнер, предназначенный для взятия крови с помощью вакуума, созданного изготовителем, для коагулологических исследований. Пробирка должна быть изготовлена из прозрачного стекла, которое позволяет ясно рассмотреть содержимое при визуальном осмотре. Треугольная отметка уровня наполнения – для визуального определение точного соотношения кровь:реагент, корректного заполнения пробирки и минимизации риска диагностической ошибки. Внутренность пробирки должна быть силиконизирована для избежания контактной активации. Номинальная вместимость - не менее 4,5 мл, позволяющая получить образец в необходимом количестве для аликвотирования на весь спектр исследований, размер - не более 13х75 мм. Добавка – цитрат натрия (0,129М, 3,8%), цветовая кодировка пробки – «голубая» (внешний голубой колпачок). Этикетка – отсутствует, вся информация должны быть нанесена на стенку пробирки. Первичная упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией на русском языке. Знак стерильности на этикетке и упаковке. Страна производитель Россия	шт	37500,00

4	Вакуумный контейнер	Пробирки для определения СОЭ. Материал пробирки стекло; Крышка пробирки из бромбутилкаучука, черного цвета (в соответствии с ISO 6710); Наличие антикоагулянта – цитрата натрия в концентрации 3,8% (0,129М); Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, знака СЕ, стерильности, номера лота и срока годности. Размер пробирки не более 9*120 мм, Объем забираемой крови не менее 1,6 мл, объем пробы не более 2,0 мл; Область применения: для определения <u>СОЭ (метод Вестергрена)</u>; Упаковка пробирок – не менее 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объеме пробирки, наполнителя, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. Страна производитель	шт	326500,00
5	Вакуумный контейнер	Контейнер, предназначенный для взятия крови с помощью вакуума, созданного изготовителем, для различных гематологических исследований цельной крови. Пробирка должна быть изготовлена из прозрачного пластика, который позволяет ясно рассмотреть содержимое при визуальном осмотре. Внутренность пробирки должна быть силиконизирована для избежания контактной активации. Номинальная вместимость - не более 3,0 мл, размер - не менее 13х75 мм. Добавка – K2-EDTA, цветовая кодировка пробки – «лиловая прозрачная» (внешний прозрачный лиловый колпачок), для визуальной идентификации пробирок малого объема. Этикетка – бумажная с линией контроля наполнения. Первичная упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией на русском языке. Знак стерильности на этикетке и упаковке. Страна производитель Россия	шт	420000,00
6	Вакуумный контейнер	Контейнер, предназначенный для взятия крови с помощью вакуума, созданного изготовителем, для исследования сыворотки в клинической химии, серологии, иммунологии. Пробирка должна быть изготовлена из прозрачного пластика, который позволяет ясно рассмотреть содержимое при визуальном осмотре. Внутренность пробирки должна быть силиконизирована для избежания контактной активации. Номинальная вместимость- не менее 5,0 мл, размер - не более 13х100 мм. Добавка – активатор свертывания (кремнезем) распылен на стенки пробирки, для получения сыворотки надлежащего качества в пластиковом контейнере.цветовая кодировка пробки – «красная прозрачная» (внешний прозрачный красный колпачок) Этикетка– бумажная с линией контроля наполнения. Первичная упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой –инструкцией на русском языке. Знак стерильности на этикетке и упаковке. Страна производитель Россия	шт	657000,00

7	Вакуумный контейнер (желтые)	Пробирка вакуумная пластиковая для сыворотки с активатором свертывания и разделительным гелем Пробирки пластиковые (полиэтилентерефталат) силиконизированные с дозированным вакуумом, для исследования сыворотки в клинической химии, серологии, иммунологии. Объем забираемой крови –5,0 мл, размер пробирок – 13х100 мм. Разделительный барьер в виде геля, находящегося на дне пробирки используется для отделения образовавшейся сыворотки от сгустка. Применение пробирок с разделительным гелем целесообразно для обеспечения стабильного барьера между сгустком и сывороткой во время транспортировки и хранения образца. цветовая кодировка крышки – «желтая» (внешний желтый колпачок). Стерилизованы гамма-лучами. Этикетка – бумажная. Упаковка – пенопластовый штатив на 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией на русском языке. Знаки СЕ и стерильности на этикетках и упаковке. Страна производитель Россия	шт	9600,00
8	Вакуумный контейнер Becton Dickinson	Контейнер, предназначенный для взятия крови с помощью вакуума, созданного изготовителем, для различных исследований плазмы. Пробирка должна быть изготовлена из прозрачного пластика, который позволяет ясно рассмотреть содержимое при визуальном осмотре. Пробирка для получения плазмы применяется для широкого спектра биохимических, иммунохимических, серологических, иммуногематологических исследований. Внутренность пробирки должна быть силиконизирована для избежания контактной активации. Номинальная вместимость - не менее 4,0 мл, размер - не более 13х75 мм. Добавка – гепарин лития, цветовая кодировка пробки – «зеленая» (внешний зеленый колпачок). Этикетка – бумажная с линией наполнения. Первичная упаковка – пенопластовый штатив на не менее 100 шт. в термоусадочной пленке с этикеткой-инструкцией на русском языке. Знак стерильности на этикетке и упаковке. Страна производитель Россия	шт	1500,00
9	Вакуумный контейнер	Пробирки вакуумные для забора венозной крови с К2ЭДТА и разделительным гелем, размер 13х100 мм, объём 5,0 мл, 50 шт/упак Пробирки с К2 ЭДТА и разделительным гелем применяются для молекулярно-генетических исследований и определения вирусной нагрузки. Разделительный гель необходим для формирования стабильного барьера между плазмой и форменными элементами крови после центрифугирования. Пробирки изготовлены из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), с безопасно закручивающейся крышкой, резьба присутствует и на крышке, и на пробирке. Резиновая пробка крышки из бромбутилкаучука высокого качества плотно фиксируется к пластиковому основанию крышки. Пластиковый колпачок лавандового цвета из полиэтилена с нанесенными на поверхности противоскользящими выступами исключает проскальзывание в руке лаборанта и рабочей системе анализатора. Колпачок плотно фиксирует внутреннюю часть крышки к пробирке. Пробка сохраняет герметичность и вакуум в пробирке, и предназначена для прокалывания иглой. Преимущества закручивающейся крышки: • исключение аэрозольного эффекта и риска инфицирования медперсонала • снижение риска потери пробы при центрифугировании и транспортировке • экономия времени за счет легкого и быстрого открывания крышки.	шт.	2400,00
10	Вакуумный контейнер десткий	Пробирки вакуумные для взятия крови с активатором свертывания (материал колбы: пластик) размер: 13*75 мм; объем вакуума: 2 мл в упак 100шт.	шт.	62400,00

11	Вакуумный контейнер десткий	Пробирки для исследования системы гемостаза содержат 3,8% забуференный раствор цитрата натрия. Соотношение крови:реагент в пробе 9:1. Двойная стенка защищает вакуум и раствор цитрата от испарения. Треугольная метка наполнения позволяет максимально точно взять нужный объем образца. Пробирки изготовлены из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), прозрачного как стекло, но при этом практически не бьющегося. Резиновая пробка крышки высокого качества. Она не крошится при проколах, а значит не забивает пробозаборник прибора. Область применения: исследования системы гемостаза. Размер пробирки 3 мл 13*75мм Фасовка: 50 шт/упак	шт.	9600,00
12	Вакуумный контейнер десткий	Пробирки для гематологических исследований цельной крови с КЗ ЭДТА. Эритроциты, тромбоциты и лейкоциты в пробе с ЭДТА стабильны до 24ч Пробирки изготовлены из полиэтилентерефталата (ПЭТФ), прозрачного как стекло, но при этом практически не бьющегося. Резиновая пробка крышки высокого качества. Она не крошится при проколах, а значит не забивает пробозаборник прибора. Область применения: гематологические, рутинные иммуногематологические и молекулярно-генетические исследования. Размер пробирки 3 мл 13*75мм Фасовка: 50 шт/упак	шт.	57600,00
13	Гель высокой вязкости	Гель служит эффективной контактной средой для ультразвуковых исследований при использовании отечественной или импортной аппаратуры. Гель наносится непосредственно на датчик, либо тело пациента, легко распределяется и не растекается по коже, долго не сохнет, обеспечивая длительное скольжение и полный контакт датчика с телом пациента. После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит датчики, водорастворим. Является одним из лучших гелей для ультразвуковых исследований и терапии на российском рынке, соответствует по качеству лучшим мировым аналогам. Вязкость: по Брукфильду 23,0–31,0 Па·с (соответствует вязкости 12,0–16,0 Па·с при скорости сдвига (16,8±0,3)с⁻¹); pH: 6,8-7,0 Акустический импеданс: 1,57×10⁵ г/см²×с Срок хранения: 3 года	кан.	40,00
14	Держатель для игл	Стандартный одноразовый держатель с резьбой для двусторонней иглы, обеспечивающий жесткую винтовую фиксацию. Закругленный дистальный конец держателя обеспечивает конгруэнтный доступ в глубокие вены. Центрированное расположение резьбы для иглы (внутренняя винтовая резьба на не менее чем 2,5 оборота). Размеры: не менее 53х30 мм, внутренний диаметр не менее 18 мм. Упаковка – не менее 250 шт., с	шт	435000,00
15	Жидкость электродная контактная высокопроводящая для ЭКГ	Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью для ЭКГ, дефибрилляции, электрокардиостимуляции, маммокартирования методом измерения электросопротивления тканей. Является универсальным экономичным электролитом, позволяющим оперативно проводить диагностические исследования. Униспрей наносится непосредственно на тело пациента, обеспечивает хороший контакт электрода с телом пациента. После проведения исследования Униспрей легко удаляется салфеткой. Униспрей не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит электроды, водорастворим. Удельная электропроводность: 1,2 - 1,6 См/м pH: 6,2 - 6,8 Срок хранения: 3 года	шт	80,00

16	Жгут для взятия крови	Жгут венозный с латексом предназначен для ограничения циркуляции венозной крови при проведении внутривенных манипуляций с дозированной компрессией (сдавливанием) Изготовлен из плотной тканевой ленты и латекса Удобная пластиковая застежка выполнена из ABS-пластика и позволяет быстро снимать жгут простым нажатием на верхнюю часть фиксатора Дезинфекция жгута производится обычными химическими средствами или автоклавированием при температуре 120° С Срок службы — 12 месяцев Отсутствие металла в деталях жгута обеспечивает защиту от защемления волос или кожи пациента Размеры: Длина: 500 мм	шт	101,00
17	Зеркало гортанное 50шт/уп	Зеркало гортанное стерильное одноразовое - применяется в оториноларингологии для осмотра внутренней поверхности гортани и полости рта. Изготовлено из акрилонитрилбутадиенстирола - апиrogenного, атравматичного материала - который не раздражает слизистую оболочку. Длина: ручки 200 мм. р. М (22 мм) Срок годности (стерильности): 5 лет	шт.	21000,00
18	Игла для дозировки геля	Одноразовая тупая игла для введения электропроводящего геля через специальное отверстие в электродах . Предназначена для совместного использования со шприцем. 5 шт. в упаковке	уп	2,00
19	Игла для взятия венозной крови одноразовая 50 шт /уп	Иглы двусторонние, силиконизированные, стерильные для взятия нескольких проб у одного пациента, с резиновым клапаном на дистальном конце иглы и присоединенным держателем. Размер иглы 0,8x38 vv (21Gx1 1/2") интегрированной прозрачной неразъемной визуальной камерой, размером не менее 12 мм. Увеличенный внутренний диаметр трубки иглы), внутренний диаметр иглы не менее 0.61 мм. Иглы снабжены резьбой для вкручивания в держатель и защитным колпачком, находящимся у основания резьбы (в положении над V-образным острием иглы). Упаковка, не более 50 шт."	упак	8140,00
20	Игла бабочка для забора крови 50 шт/уп	Системы одноразового применения с безопасно убирающейся иглой для забора венозной крови, состоящие из иглы - «бабочки», безлатексного катетера длиной не более 17,8 см и луер-адаптера для вакуумного забора крови. Игла с V-образной заточкой, силиконизированная, с прозрачной камерой для визуального контроля тока крови, с кнопкой на корпусе, запускающей механизм автоматического извлечения иглы из вены. Размер иглы – 23G x не более 0,75"(0,6мм x не более 19мм). Цветовая кодировка – «голубая». Стерильные. Упаковка – не менее 50 шт., с этикеткой на русском языке. Каждый набор в индивидуальной упаковке	шт	42900,00
21	Катетер внутривенный (периферический)	Предназначены для длительного введения растворов лекарственных веществ в периферические вены пациента; Особенности: - катетер должен иметь рентгеноконтрастную полосу для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене; - минимальное расстояние от конца катетера до скоса иглы и уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены; - наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене; - дополнительный порт обеспечивает возможность введения лекарств в процессе инфузии; - клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента; - крылья позволяют надежно фиксировать катетер и устраняют возможность несанкционированного извлечения; - футляр надежно предохраняет иглу и катетер от повреждения. Размеры по заявке. С 22G. В упаковке не менее 50 шт/упаковки	упак	10,00

22	Катетер внутривенный (периферический)	Предназначены для длительного введения растворов лекарственных веществ в периферические вены пациента; Особенности: - катетер должен иметь рентгеноконтрастную полосу для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене; - минимальное расстояние от конца катетера до скола иглы и уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены; - наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене; - дополнительный порт обеспечивает возможность введения лекарств в процессе инфузии; - клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента; - крылья позволяют надежно фиксировать катетер и устраняют возможность несанкционированного извлечения; - футляр надежно предохраняет иглу и катетер от повреждения. Размеры по заявке. С 20G.	упак	10,00
23	Катетер внутривенный (периферический)	Предназначены для длительного введения растворов лекарственных веществ в периферические вены пациента; Особенности: - катетер должен иметь рентгеноконтрастную полосу для обеспечения эффективного контроля за его расположением в вене; - минимальное расстояние от конца катетера до скола иглы и уменьшение толщины стенки катетера к дистальному концу облегчает пункцию вены; - наличие прозрачной камеры возврата крови обеспечивает надежный контроль позиционирования иглы в вене; - дополнительный порт обеспечивает возможность введения лекарств в процессе инфузии; - клапан и заглушка порта предотвращают контакт с кровью пациента; - крылья позволяют надежно фиксировать катетер и устраняют возможность несанкционированного извлечения; - футляр надежно предохраняет иглу и катетер от повреждения. Размеры по заявке. С 18G.	упак	10,00
24	Катетер мочевого одноразовый женский	КАТЕТЕРЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН СN14 длина не менее.20см. изготовлены из ПВХ • прозрачные • без воронки • стерильный, для однократного применения • не содержит латекса В упаковке не менее 10 шт катетеров	шт	5,00

25	Контейнер для биопроб	Контейнеры для биопроб (в дальнейшем контейнеры) предназначены для сбора, хранения и транспортировки образцов биологических материалов (моча, кал, мокрота, грудное молоко, сперма, рвотные массы, раневое отделяемое, а также иных твердых или жидких образцов, кроме крови), для дальнейшего лабораторного исследования. Контейнеры предназначены для применения в медицинских лечебнопрофилактических учреждениях, а также для самостоятельного применения потребителями. Контейнеры являются изделиями для одноразового использования. Контейнеры стерильные применяют, когда система сбора предназначена для культуры образца и дальнейшего бактериологического исследования. Габаритные размеры должны составлять: -- контейнера – <u>120 мл</u>: диаметр основания не более 48,5 мм диаметр крышки не менее 62 мм высота в сборе не менее 78 мм не более 80 Контейнер состоит из пластмассового прозрачного корпуса и герметично закрывающейся пластмассовой крышки, окрашенной концентратами пигментов, имеющими разрешение для контакта с пищевыми продуктами и санитарно-гигиеническое заключение. На корпус нанесены методом литья под давлением градуировочные линии от 20 до (60)100мл (цена деления – 10 мл) и окно для нанесения информации.	шт	38500,00
26	Мундштук (загубник) картонный одноразовый с фильтром	Мундштуки картонные, одноразовые к аппаратам для исследования вентиляционных функций легких методом спирометрии Мк-«Пайп» размером 25х65х0,7 мм к аппаратам спирометрии со встроенным защитным пенополиуретановым фильтром, внутренний диаметр не более 25 мм, длина не более 65 мм, толщина стенки не более 0,7 мм, в индивидуальной упаковке из полипропиленовой пленки каждый. Поверхность мундштука должна быть гладкой, не ламинированной, что препятствует прилипанию мундштука к губам пациента. Маркировка на индивидуальной упаковке должна соответствовать ГОСТ Р-50444-92 с обязательным визуальным контролем даты изготовления и срока годности. Упаковка - картонная коробка не менее 100 шт	шт	8950,00
27	Бактериальный фильтр	Бактериальный фильтр MicroGard II,1. Назначение: защита пациента и оборудования, посредством фильтрации аэрозольных частиц между пациентом и спирометром. 2. Материал корпуса: пластик 3. Эффективность фильтрации против перекрестной контаминации: бактериал 50шт/упак	шт	2800,00

28	Набор гинекологический	Набор состоит из: 1. Вкладыш-направления, 2. Зеркала по Куско размер S со следующими характеристиками: Изготовлено из легкого прозрачного пластика. Удлиненная рукоятка нижней створки - не менее 13 см от оси вращения створок до конца рукоятки. Рабочие створки - анатомической формы, длина створок - не менее 11 см, ширина - не менее 2,0 см. Замок (фиксатор) – поворотный, типа «гребенка». Диаметр смотрового окна в наибольшем измерении - не менее 4,5 см 3. Подкладной салфетки 40*60 см, 4. 2-х латексных перчаток . 5. Ложки Фолькмана Инструмент состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек, отличающиеся по размерам. Длина – 21 см. 6. Шпателя по Эйеру Инструмент состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде лопаток, отличающиеся по размерам. Длина 21 см 7. Цитощетки Зонд состоит из ручки, на одном из концов которой размещена насадка – цитощетка, рабочая часть - ёршик цилиндрической формы со спиральным расположением ворсин. Диаметр рабочей части — 5 мм длина рабочей части — 2 см, рукоятка — 19 см	шт	16200,00
29	Носовые зеркала одноразовые 50шт/уп	состоит из двух створок, раскрытие которых осуществляется при помощи стальной скобы (пружины). Гладкая поверхность и закругленные края рабочих частей (губок), на наружной поверхности рукоятки предусмотрено рифление	шт.	1300,00
30	Палочка-тампон	Предназначена для взятия биологического материала для лабораторного изучения, а так же для обработки ран растворами Бриллиантового зеленого и (тетрацилин-4,4-диаминотрифенилметана оксалат)-зеленки, йода, другими лекарственными средствами. Палочка - тампон представляет собой гигроскопичный хлопковый тампон на круглой деревянной, шлифованной или пластиковой палочке. Упаковка не менее 100 шт Палочка тампон капелька размер L, длина не менее 200мм, диаметр палочки 2 мм, ватный тампон размером не менее 5 х 15 мм.	шт.	1400,00
31	Паста абразивная для ХОЛТЕРА	Паста абразивная для проведения функциональных исследований (холтер), паста средней вязкости объемом не менее 100 мл.	фл.	16,00
32	Перчатки	Перчатки смотровые (диагностические) нестерильные из нитрильного латекса с удлиненной манжетой, для клинико-диагностических, лабораторных работ и осмотров. Размеры: M Поверхность перчаток должна быть без опудривания для профилактики контактного дерматита, на пальцах нанесен текстурный рисунок для улучшенного захвата инструментов. Вес одной перчатки не менее 9,5 грамм для возможности определения соответствия требованиям при поставке. Перчатки должны обеспечивать дополнительную защиту предплечья. механическую прочность и устойчивость к воздействию химически агрессивных сред. Перчатки должны соответствовать обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004 Толщина (одинарная) на пальцах: не менее 0,08 мм и не более 0,11 мм Общая длина перчатки составляет: не менее 305 мм	пар	52200,00

33	Перчатки	Перчатки смотровые (диагностические) нестерильные из нитрильного латекса с удлиненной манжетой, для клинико-диагностических, лабораторных работ и осмотров. <u>Размеры: S</u> Поверхность перчаток должна быть без опудривания для профилактики контактного дерматита, на пальцах нанесен текстурный рисунок для улучшенного захвата инструментов. Вес одной перчатки не менее 9,5 грамм для возможности определения соответствия требованиям при поставке. Перчатки должны обеспечивать дополнительную защиту предплечья. механическую прочность и устойчивость к воздействию химически агрессивных сред. Перчатки должны соответствовать обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004. Толщина (одинарная) на пальцах: не менее 0,08 мм и не более 0,11 мм Общая длина перчатки составляет: не менее 305 мм	пар	58700,00
34	Перчатки диагностические	Перчатки смотровые (диагностические) нестерильные из нитрильного латекса с удлиненной манжетой, для клинико-диагностических, лабораторных работ и осмотров. <u>Размер: L</u> Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита, на пальцах нанесен текстурный рисунок для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,08-0,11 мм для обеспечения механической прочности и устойчивости к воздействию химически агрессивных сред, вес одной перчатки не менее 9 граммов для возможности определения соответствия требованиям при поставке. Длина перчатки не менее 305 мм для защиты предплечья.	пар	12000,00
35	Перчатки	Перчатки смотровые (диагностические) нестерильные из нитрильного латекса с удлиненной манжетой, для клинико-диагностических, лабораторных работ и осмотров. <u>Размер: XS</u> Поверхность перчаток без опудривания для профилактики контактного дерматита, на пальцах нанесен текстурный рисунок для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,08-0,11 мм для обеспечения механической прочности и устойчивости к воздействию химически агрессивных сред, вес одной перчатки не менее 9 граммов для возможности определения соответствия требованиям при поставке. Длина перчатки не менее 305 мм для защиты предплечья.	пар	13200,00
36	Перчатки хирургические синтетические неопудренные стерильные	Перчатки хирургические синтетические из полихлоропренового латекса (неопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные, для хирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с внутренним полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,1 - 0,13 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (синего или зеленого спектра) для цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не токсичен. Перчатки должны быть анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика) с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Длина перчатки не менее 300 мм для дополнительной защиты предплечья. Усилие при разрыве не менее 10 Н, удлинение при разрыве не менее 600%. AQL готовой продукции не более 0,65. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Материал	пар	1100,00

37	Перчатки хирургические синтетические неопудренные стерильные	Перчатки хирургические синтетические из полихлоропренового латекса (неопрена) для профилактики аллергии на другие виды латекса, стерильные, для хирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита, с внутренним полимерным покрытием для легкости надевания и смены перчаток. Текстурированный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,1 - 0,13 мм для обеспечения механической прочности и тактильной чувствительности. Перчатки контрастного по отношению к крови цвета (синего или зеленого спектра) для цветовой индикации проколов при использовании в системе двойных перчаток при операциях повышенного риска инфицирования. Краситель не токсичен. Перчатки должны быть анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони. Манжета перчатки обрезана (без венчика) с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Длина перчатки не менее 300 мм для дополнительной защиты предплечья. Усилие при разрыве не менее 10 Н, удлинение при разрыве не менее 600%. AQL готовой продукции не более 0,65. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением РЗН. Материал	пар	3700,00
38	Презервативы для УЗИ	Область применения: Ультразвуковое обследование в гинекологии и проктологии Материал: натуральный латекс Длина: не менее 190 не более 200 мм Толщина: не менее 0,05 не более 0,09мм Нормативный документ: ТУ 9398-00149498-2006 Упаковка: 1 штука в индивидуальной упаковке.	шт	1300,00
39	Крафт-пакет коричневый для стерилизации	Пакет для стерилизации материал бумага пленка размеры 280*150	шт	200,00
40	Салфетка впитывающая 90 x 45	Салфетка хирургическая одноразовая, нестерильная Материал нетканый двухслойный 1-й слой впитывающий нетканый вискозный материал 2-й слой специальная пленка с микрорельефом, обеспечивает непроницаемость для жидкостей и бактерий. Плотность не менее 54 г/м². Длина салфетки, мм не менее 900 и не более 950 Ширина салфетки, мм не менее 450 и не более 550 Плотность не менее 54 г/м². Упаковка не менее 10 шт.	шт	5700,00
41	Ушные воронки	Область применения - оториноларингология. Материал изготовления теплопроводной полипропилен Цвет должен быть черный. Габаритные размеры: внутренний диаметр рабочей (узкой) части (мм.) не менее - 5,0 мм; наружный диаметр широкой части (мм.) не более - 28,0; высота (мм.), не более - 34. Одноразовые, должны быть стерилизованы оксидом этилена. Поверхность и края обязательно должны быть гладкими, во избежание получения травмы пациентом В упаковке не менее 1000 штук	шт	20500,00

42	Фильтры к Дезарам	Применение Для очистки воздуха от пыли перед обработкой ультрафиолетовым излучением в облучателях – рециркуляторах воздуха ультрафиолетовых бактерицидных Назначение Фильтрация частиц размером не менее 10 мкм (микрон): Оседающая пыль; Пыльца; Споры растений; Плесень; Высохшие дезсредства; Аэрозоли; Сажа. Материал Нетканый фильтрующий материал класса G2 Габаритные размеры (длина х ширина х толщина) – 260 х 90 х не более 5 мм Комплектность не менее 12 штук в упаковке.	шт	1669,00
43	Шпатель деревянный 100шт\уп	Шпатель медицинский деревянный (шпатель для языка) стерильный (лор-шпатель) - предна-значен для осмотра полости рта при оторинологическом обследовании. Изго-товлен деревянный одноразовый шпатель из экологически чистой древесины твердых лист-венных пород дерева. Имеет идеально гладкую шлифованную рабо-чую поверхность и края. Размеры шпателя терапевтического: - длина-150±10 мм; - ширина-18±2 мм; - толщина-1,8±0,2 мм. Упаковка: каждый шпатель упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Групповая упаковка по 100 штук в картонной коробке. Стерилизация: оксидом этилена Срок годности: 5 лет	шт.	26000,00
44	Цитощетка	Стерилизация: Оксидом этилена Фасовка: 100 шт Срок годности: 5 лет Упаковка: Стерильная, индивидуальная	уп.	7,00
45	Нарукавники	Нарукавники изготовлен из 100% полвинилхлорида	шт.	10,00
46	Перчатки повышенной прочности	Назначение - для работы в лабораториях с агрессивными средами, травматологии, ортопедии, при вмешательствах связанных с риском инфицирования, для работ в патологоанатомических отделениях. Возможно применение для бытовых нужд, в пищевой и химической промышленности; Цвет: синий; Материал - нитрил; Прочность: сверхпрочные; Форма и вид: неанатомические, плоская форма (без разделения на правую и левую руки), текстурированные, микрошероховатая поверхность на пальцах, неопудренные, нестерильные; Размер: L Длина 300 +/- 10 мм. (удлинённая форма); Толщина - 0,23-0,25 мм; Количество в упаковке: 25 пар Срок годности: 3 года	пар	500,00
47	Салфетки одноразовые	Салфетки одноразовые 10х10 см, спанлейс, 100 шт.	шт	1050,00
48	Простыня одноразовая white line 0 7*200 спанбонд 100 шт/рулон	Одноразовые простыни нестерильные из нетканого материала. Назначение: для маникюра и педикюра, для солярия, для спа, для массажа, для парикмахерской, для эпиляции и депиляции, для косметических и косметологических процедур, для спорта, для гостиниц, для медицинских процедур, для водных процедур Укладка: рулон Цвет: белый; голубой Материал: нетканый Плотность материала: 17 г/м² Ширина: 70 см Длина: 200 см Количество в рулоне: 100 шт.	рул	1,00

49	Нагрудник стоматологический	Салфетки нагрудные одноразовые, максимально защищают одежду пациента от загрязнения во время стоматологического лечения и сопутствующих процедур. Сделаны из одного слоя сверхабсорбирующей 100% целлюлозной бумага-основы с плотностью 18 гр./м2 и одного слоя тонкой, прочной полиэтиленовой пленки. Обладают хорошей впитываемостью и обеспечивают барьер для влаги. Цвета: голубой; Размер нагрудника: 33 x 45 см. Упаковка: в коробке 500 шт.	упак	3,00
50	Транспортная система со средой Амиеса с активированным углем в полистироловой пробирке	Транспортная система со средой Амиеса с углем рекомендована для сбора, транспортировки и хранения проб, содержащих <i>E.coli</i> , <i>K.pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Neisseria gonorrhoeae</i> , <i>Streptococcus pneumoniae</i> и другие микроорганизмы. Каждая упаковка содержит 100 стерильных полистироловых пробирок со средой Амиеса, углем и стерильным тампоном для взятия мазка на металлической палочке, с пробкой.	упак	1015,00
51	Одноразовые чехлы "Кристидент" для подголовников стоматологического кресла	Материал: целлюлозная бумажная основа (верхний слой), полиэтилен (нижний слой); Сохраняет чистоту и целостность подголовника стоматологического кресла. Обеспечивают надежную гигиеническую защиту пациента во время стоматологического приема. Технические характеристики: Размер – 33x26,5 см; Цвет – голубой; Упаковка – 100 шт. в рулоне. Обеспечивают надежную гигиеническую защиту пациента во время стоматологического приема.	рул	15,00
52	Набор стоматологический одноразовый	Набор стоматологический одноразовый стерильный «ЕваДент» предназначен для стоматологического осмотра и диагностики зубов пациента, только для однократного использования. В состав набора входят: Зонд стоматологический с пластмассовой ручкой тип В (021) Зонд предназначен для обнаружения кариеса зубов и тестирования зубного камня. Ручка зонда изготовлена из полистирола, рабочая часть – из нержавеющей стали. Пинцет стоматологический изогнутый полимерный – для различных манипуляций в полости рта. Пинцет	шт	1500,00
53	Флакон с гладким горлом из светлой трубки первого гидролитического класса объемом 15.мл,	Полная вместимость не более 16 мл Диаметр основания 22,7 +0,2 -0,3 мм Внешний диаметр горловины 19,8±0,2 мм Внутренний диаметр горловины 12,9±0,2 мм Высота 55±0,5 мм Упаковка 250 шт. Предназначен для расфасовки, транспортировки и хранения химических, а также лекарственных средств. Изготовлен из боросиликатного стекла с пониженным содержанием бора (Тип I).	упак	6000,00
54	Пробки тип 1-1д/пенициллиновые флаконы,уп250	Предназначена для укупоривания пенициллиновых флаконов с инъекционными и инфузионными лекарственными средствами. ТУ 9467-003-05769082-99. Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07672 от 11 января 2016 г. Упакована в пакеты по 250 штук.	упак	6000,00
55	Колпачок алюминиевые 12A20(К-2-20),/для пенициллиновых флаконов,уп 250	Алюминиевый гладкий колпачок для пенициллиновых флаконов, быстросъемный, с надрезами на дне, лепестком для отгиба и линиями ослабленного сечения представляет собой укупорочное средство, закатываемое или обжимное на горловине флакона после его заполнения лекарственным средством и закрытия резиновой пробкой, обеспечивающей герметичность укупорки. Выдерживает предстерилизационную очистку, стерилизацию паровую и воздушную. ГОСТ Р 51314-99. Упаковка 250 штук.	упак	6000,00

56	Набор для взятия проб на энтеробиоз по методу Рабиновича. 100шт/уп	Набор для взятия проб на энтеробиоз. Состоит из полипропиленового контейнера с навинчивающейся красной полиэтиленовой крышкой внутрь которого вложен пластиковый прозрачный шпатель с закругленными краями. На передний край шпателя нанесена оптически прозрачная клеевая основа. На контейнере имеется этикетка с указанием предприятия изготовителя, его логотипа. Высота контейнера не менее 73 мм, не более 75 мм, диаметр контейнера не менее 29 мм, не более 30 мм, имеет юбку устойчивости, конический. диаметр крышки не менее 34 мм, не более 35 мм, высота 13 мм. Шпатель имеет толщину 2 мм, длину 60 мм, скруглен с краев, атравматичен. Клеевая основа шириной 15 мм, длиной 18 мм, оптически прозрачна, сохраняет адгезивные свойства на протяжении всего срока годности. Наборы для взятия проб на энтеробиоз упакованы в пакет с застежкой по 100 штук, на пакете имеется: этикетка с указанием предприятия-изготовителя, нанесен его логотип, указаны серия, дата производства, срок годности наборов, условия хранения;	уп.	100
----	--	--	-----	-----